



armisen⁺
CARE SOLUTIONS

SHOWROOM

CALLE ESQUÍROZ, 22
31007, PAMPLONA

TIENDA ONLINE

WWW.ARMISENCARE.COM

CONTACTO

617 859 906
948 234 293

LAGO CARE

4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 25 cm a 80 cm
Peso hasta 250 kg. 4 ruedas ocultas diam. 50 mm. Frenos centrales 2 por 2.
Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama
- Posición de dormir y relax con 1 botón
- Función de bloqueo oculto
- Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70°

Tipos de barandillas: partidas abatibles Twin, Pollux o Trix.

Barandillas Twin anti-atrapamiento se intercambian rápidamente por paneles.

Opciones: CPR, pedal alto/bajo, ruedas 100/12/150mm, luz bajo cama, somier laminado macizo.

Detalles

 ANCHO: 86 / 90 / 100 / 110 CM

 CONFIGURABLE



Lago Care madera 4 barandillas TWIN abatibles



Lago Care polipiel o tela panelada, pero intercambiable por barandillas TWIN



Lago Care tela o polipiel 1 barandilla TWIN abatible



Lago Care madera 4 barandillas TWIN abatibles

Lago Care madera 2 barandillas TWIN abatibles



Lago Care madera 4 barandillas TWIN abatibles





Lago Care polipiel 4 barandillas TWIN abatibles



Lago Care polipiel o tela con oreja, pero intercambiable por barandillas TWIN



Lago Care polipiel panel largo, pero intercambiable por barandillas TWIN



Lago Care polipiel panel largo, pero intercambiable por barandillas TWIN



Lago Care Twin polipiel verde y panel madera



Lago Care Twin tela

LAGO CARE CON BARANDILLAS CONTINUAS

Detalles

 ANCHO: 86/ 90 / 100/ 110 CM

 CONFIGURABLE



4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 25 cm a 80 cm.

Peso hasta 250 kg. 4 ruedas ocultas diam. 50 mm. Frenos centrales 2 por 2.

Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama
- Posición de dormir y relax con 1 botón
- Función de bloqueo oculto
- Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70°

Tipos de barandillas: continuas Pollux o Trix

BARANDILLAS PARTIDAS ABATIBLES TWIN

anti-atrapamiento telescópicas en 4 alturas

Los protectores laterales divididos ofrecen flexibilidad cuando es necesario, pero también muchas ventajas cuando se trata de la prevención de caídas, movilidad y mantenimiento de la autonomía de los residentes.

AL ELEGIR LOS PROTECTORES LATERALES DIVIDIDOS, LOS LADOS DE LA CAMA PUEDEN DIVIDIRSE EN 4 POSICIONES:

- Las posiciones 1 y 2 están situadas en el lado de la cabeza (izquierda y derecha).
- Las posiciones 3 y 4 están situadas en el lado de los pies (izquierda y derecha).



Cada posición puede protegerse por separado



PARA CADA POSICIÓN, LA ELECCIÓN DEBE DECIDIRSE ENTRE PROTECCIÓN O ACABADO.

Puede elegir entre:

- Barandillas Twin para una mejor protección
- Un panel lateral que oculta la estructura de la cama a la vista

Barandilla Twin y panel lateral



Facilidad de uso

La seguridad y la facilidad de uso son de suma importancia en el diseño de Twin

CONTROL VISUAL

Los protectores laterales están bloqueados en su posición más alta cuando los pasadores verdes son visibles.



SIN RIESGO DE ATRAPAMIENTO

Las barandillas Twin garantizan un espacio libre suficiente en su posición más baja, como se describe en la norma IEC 60601-2-52.



PUESTOS



Máxima protección
(altura de 41 cm)



Posición para
mejorar la movilidad
(altura 30cm)



Posición de apoyo



Posición compacta
(altura 7,5 cm)

SEGURIDAD INTEGRADA

Antes de poder manipular las barandillas, hay que levantar primero el larguero superior. Este mecanismo de bloqueo se ha desarrollado para evitar que las barandillas se bajen involuntariamente.



Posiciones

01. POSICIÓN MÁS BAJA

Posición estética

Altura de 7,5 cm (desde el somier). En esta posición más baja, las secciones de las barandillas no son visibles. Salir de la cama es cómodo y sin obstáculos (no hay ninguna presión a nivel de las piernas).



02. SEGURIDAD Y POSICIÓN DE LA BARBA

Siéntase seguro

Esta posición permite utilizar las barandillas como asidero, lo que da una sensación de seguridad al tumbarse en la cama.



03. POSICIÓN DE MOVILIDAD (2 SECCIONES)

Ayuda para levantarse

Altura de 30 cm (desde el somier). En esta posición intermedia, las barandillas funcionan como ayuda para levantarse. La barra superior provee del soporte necesario para el usuario.



04. POSICIÓN MÁS ALTA (3 SECCIONES)

Protección óptima

Altura de 41 cm (desde el somier). Esta posición elevada protege al paciente de forma óptima en su cama. Esta altura permite el uso de colchones antiescaras con un grosor hasta 19 cm.



Seguridad

01. SECCIONES

La seguridad ante todo

Gracias a las 4 secciones hay pequeños espacios entre las barras. Esto reduce el riesgo de atrapamientos.



02. MARGEN DE SEGURIDAD DE 12 CM

Sin riesgo de atrapamiento para los

Las 4 secciones garantizan que las barandillas pueden ser muy altas, pero al mismo tiempo muy compactas cuando se bajan. Mantienen la distancia requerida según la norma EN 60601-2-52.



03. PROTECCIÓN SEGURA DE PINZAMIENTOS

Uso sin preocupaciones

Cuando se bajan las barandillas Twin, se detienen automáticamente a la altura de 2,5 cm. De este modo, no se pellizcan los dedos al bajar los protectores laterales.



04. EL PANEL SE ELEVA

Seguro y ergonómico

El panel se desliza hacia arriba. Esto reduce el espacio entre las secciones. No hay riesgo de atrapamiento, ya que el hueco se rellena con el panel.



Ergonomía

01. PEDAL DE FRENO

Accesible en todas las posiciones


El panel de las barandillas Twin también puede deslizarse hacia arriba sin necesidad de desplegarlas. Esto hace que el pedal de freno sea fácilmente accesible incluso en la posición más baja.



02. AYUDA A LA INCORPORACIÓN

Soporte necesario

En la posición intermedia, las barandillas sirven de ayuda a la incorporación. La parte superior provee de una ayuda más que suficiente al usuario.



03. BARRA SUPERIOR

Mejor agarre


La barra superior ergonómica de madera o aluminio proporciona un buen agarre y apoyo. La mano puede cerrarse completamente alrededor de la barra, lo que proporciona el agarre necesario al levantarse.



04. CUIDADO ERGONÓMICO

Seguro y apropiado para la espalda

El panel se desliza hacia arriba. Cuando la cama está en una posición más alta, es posible que el personal coloque las piernas y las rodillas bajo la acama.



Utilidad y diseño

01. SEGURIDAD INTEGRADA

Sin ningún riesgo

Hay que levantar la barra superior con una mano para activar los indicadores. Este mecanismo de bloqueo se ha desarrollado para evitar que las barandillas se bajen involuntariamente.



02. CONTROL VISUAL

De un vistazo

Cuando los pasadores verdes son visibles, las barandillas están bloqueadas en la posición más alta.



03. COMPACTO

Valor estético

Las barandillas Twin son muy compactas cuando están en la posición más baja (solo 7,5 cm por encima del somier) y encajan perfectamente con el diseño de la cama. No son un obstáculo cuando el paciente quiere salir de la cama o tiene que ser trasladado, o cuando hay que hacer la cama.



¿Cómo elegir?

Sigue estos pasos para cada posición.

¿PROTECCIÓN O MENOS PROTECCIÓN?



Barandillas Twin

01. ACABADOS TWIN

Los protectores laterales Twin pueden tener un acabado de tapicería o un revestimiento de resina de melamina. Cuando se utilizan en hospitales, recomendamos los protectores laterales Twin con un acabado de aluminio.




Twin tela



Twin madera



Twin de aluminio con panel de madera



Panel lateral

ACABADO DEL PANEL LATERAL

El panel lateral puede tener un acabado de tapicería o un revestimiento de resina de melamina



Twin tela/polipiel



Twin madera

ACABADO SUPERIOR DE BARANDILLA

La barandilla superior puede tener un acabado de madera o de aluminio.



barandilla superior en madera sólida



barandilla superior en aluminio

Combinaciones elegidas con frecuencia

CONFIGURACIÓN 1

Máxima protección



Protección Twin en todas las posiciones.

CONFIGURACIÓN 2

Protección en la cabecera de la cama



Consejo: con los protectores laterales extraíbles es posible cambiar a configuración 1 fácilmente.



Protectores Twin en las posiciones 1 y 2, panel lateral en las posiciones 3 y 4.

CONFIGURACIÓN 3

Máxima comodidad



Consejo: Con los protectores laterales extraíbles es posible cambiar a configuración 1 y 2 fácilmente.



Paneles laterales Twin en todas las posiciones.

GALERÍA DE COMBINACIONES...

la elección es tuya

Las amplias posibilidades de configuración y materiales permiten crear una cama que se ajuste perfectamente a sus deseos y necesidades.

¿QUÉ PASA SI...?

[casi] todo es posible?

Acabado en madera

El acabado en madera da a la cama un toque natural y cálido. La madera es resistente a las manchas y las bacterias, y se puede limpiar fácilmente. Gracias a nuestra amplia colección de colores estándar, la cama puede integrarse totalmente en el interior de su centro hogar.

o tapizado...

Los materiales nuevos, como la tapicería y la imitación de cuero, aumentan el confort y ofrecen posibilidades adicionales para personalizar la cama. La colección de tapicerías ha sido cuidadosamente seleccionada y cumple con los más altos requisitos de limpieza y resistencia.



Las Care Solutions se aplican a las siguientes camas



VELINO
armonía perfecta

La cama de enfermería Velino es una cama de columna multifuncional de altura regulable que maximiza tanto la comodidad del paciente como la facilidad de uso. El carro abierto es ideal para limpiar la zona bajo la cama.



LAGO
seguridad y confort

La seguridad y la comodidad van de la mano con la cama Lago. La posición baja de la cama, de 25 cm, reduce el riesgo de caídas, mientras que la altura de trabajo ergonómica, de 80cm, garantiza un cuidado eficaz.



ARTENA
elegante certeza

La cama de enfermería Artena es una cama de altura regulable que cumple los requisitos de alta calidad, diseño y funcionalidad a los que se enfrentan diariamente tanto el paciente como el personal de enfermería.



OLYMPIA
comodidad con estilo

La cama Olympia: probada, duradera y segura. Un ajuste de alto/bajo muy estable mediante brazos de soporte, combinado con un diseño muy funcional, hacen de esta cama un todoterreno.

Selección de mesitas de noche



QUADRA Y ATLAS

elegante y práctico

La mesita de noche también puede tener una bandeja de cena Livia abatible, ajustable en altura e inclinable. Versiones disponibles:

- una cara: armario, espacio abierto, cajón
- de dos caras: ídem de una cara, accesible por ambos lados
- con frigorífico: frigorífico, espacio abierto, cajón
- con cajón alto: cajón alto, espacio abierto, cajón
- bajo: armario y cajón
- XLow: dos cajones

La mesita de noche Atlas se diferencia de la gama Quadra por sus formas frontales redondeadas. Bandeja de cena Livia abatible, regulable en altura e inclinable como opción. También disponible en 6 versiones.



COSI

hogareña

La mesita de noche Cosi tapizada crea una sensación de unidad con la cama, ya que los materiales pueden combinarse totalmente.



BASSO

compacto y elegante

La mesita de noche Basso Care modelo bajo, es muy compacta y combina perfectamente con la gama de camas Lago.

Basso está disponible en diferentes versiones:

- Fondo cerrado o fondo abierto
- Cajón tapizado o de madera
- Cajón con o sin tirador

VELINO CARE

Detalles

 ANCHO: 86/ 90 / 100/ 110 CM

 CONFIGURABLE



4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 40,5 cm a 80,5 cm. Elevación en columnas. Peso hasta 250 kg. 4 ruedas ocultas diam. 50 mm. Frenos centrales 2 a 2.

Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama
- Posición de dormir y relax con 1 botón
- Función de bloqueo oculto
- Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70°

Tipos de barandillas continuas: Pollux o Trix

LAGO HOSPITAL

Detalles

 ANCHO: 86/ 90 / 100/ 110 CM

 CONFIGURABLE



4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 25 cm a 80 cm.

Peso hasta 250 kg. 4 ruedas ocultas diam. 100/125/150 mm. Freno central rueda direccional.

Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama.
- Posición de dormir y relax con 1 botón.
- Función de bloqueo oculto
- Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70°

Tipos de barandillas: partidas abatibles Twin, Pollux o Trix.

Barandillas Twin anti-atrapamiento se intercambian rápidamente por paneles.

Cabecero y piecero extraíble sin herramientas.

Opciones: CPR, 5ª rueda, pedal alto/bajo, luz bajo cama, somier laminado macizo.


Accesorios: Poste elevación, colchón, bandeja, portasueros, soporte mando, ...

Seguridad, movilidad y flexibilidad


La necesidad de cuidados depende del grado de independencia del paciente. Esta necesidad se produce en la mayoría de los casos de forma lenta, pero a veces se requiere una intervención inmediata.

FRENO CENTRAL

Un soporte de freno activa las 4 ruedas simultáneamente, y se puede poner en 3 posiciones diferentes.




4 Ruedas con freno



4 Ruedas sin freno

Esta posición permite mover la cama en todas las direcciones.



1 rueda direccional

Esta rueda facilita el movimiento de la cama en línea recta.

FACILIDAD PARA EL USO DE GRÚA

La altura de la cama puede ajustarse fácilmente, lo que permite el uso de una grúa para pacientes. Por lo tanto, la cama Lago es ideal para que el personal de enfermería preste una atención diaria eficaz.



MOVILIDAD

La cama se puede mover en cada posición, excepto cuando se ha puesto en la posición de seguridad [posición más baja]

EXTENSIÓN DE CAMA

Una cama de hospital tiene que satisfacer los deseos de todos, independientemente de la longitud del paciente. La extensión de cama integrada permite ampliar la cama en 20 cm.

Si se combina con la extensión de reposapiés opcional [*], se garantiza una funcionalidad completa del somier.





RESPALDO RETRÁCTIL

Al inclinar el respaldo hacia arriba, éste se desplaza automáticamente hacia atrás. Al hacerlo, se alivia la presión sobre la pelvis, mientras que el riesgo de escaras se reduce considerablemente. Gracias a una seguridad integrada en el respaldo retráctil, no hay ninguna abertura entre los protectores laterales y la plataforma del colchón durante la inclinación. Esto evita que el paciente se quede atascado.



LUZ BAJO LA CAMA

Una discreta luz nocturna bajo la cama se encarga de que el paciente pueda orientarse en una habitación con poca luz, sin tener que molestar a los demás pacientes o al personal de enfermería. La luz nocturna se activa mediante el mando.

SISTEMA DE BLOQUEO SELECTIVO [*]

El mando con sistema de bloqueo selectivo permite bloquear las funciones de la cama de forma selectiva mediante una llave magnética.

Las ventajas son:

- 1 mando central para manejar y bloquear las funciones de la cama.
- Activación eficaz mediante el mando, sin forzar la espalda.



[*] opcional

Imagen de la cama con luz de orientación bajo la cama

Una solución para cada situación

Nuestros diferentes tipos de barandillas ofrecen al paciente una seguridad total en cada posición de la cama. Cada tipo tiene sus ventajas específicas tanto para el usuario como para el residente. La elección es completamente suya.



TRIX

Tres duraderas barandillas de aluminio ofrecen una seguridad adicional en toda la longitud de la cama. Los protectores laterales sólo pueden bajarse con las dos manos. Este sistema de seguridad central evita que los protectores laterales se bajen involuntariamente.

Altura máxima del colchón protectores laterales Trix: 16 cm. con un grosor de hasta 22 cm.



ATMOSPHERE

Las barandillas Atmosphere ofrecen la máxima seguridad al paciente en cada posición de la cama. Las barandillas constituyen una unidad, protegen al paciente en 3/4 de la longitud de la cama y pueden bajarse mediante un sencillo mecanismo de bloqueo.

Las barandillas Atmosphere opcionales con 4 barandillas laterales permiten utilizar colchones con un grosor de hasta 22 cm.



TWIN

Estos protectores laterales de dos piezas están disponibles en versión simple o doble. La versión doble ofrece seguridad en toda la longitud de la cama. Los protectores laterales dobles también pueden utilizarse como ayuda para la elevación. Un sistema de seguridad integrado evita que los protectores laterales se bajen involuntariamente.

Altura máxima del colchón Protectores laterales gemelos: 18 cm.

Acabados y calidad

La colección de laminados Haelvoet tiene una gran resistencia a los impactos y soporta los arañazos, la luz y la humedad, de acuerdo con las normas DIN 53419 y EN 438.

HPL y laminado sólido



blanc megève
code B070



écri
code E021



beige nature
code B116



bleu oslo
code B048



cèdre bleu
code C118



vert de gris
code V106



gris paloma
code 149



gris acier
code G076



hêtre de provence
code H027



érable nordique
code E028



chêne lavé
code C103



noisetier naturel
code N056



frêne monreale
code F061



merisier ambré
code M091



noisetier brun
code N057



chêne wengé
code C047



chêne des marais
code C132




érable wengé
code E025

Tanto los paneles de la cama como las mesitas de noche pueden estar acabados con estos colores.

Otras soluciones para su decoración interior son posibles bajo petición.



Todos los laminados Polyrey y los laminados sólidos tienen un tratamiento estándar Sanitized®. Sanitized es el líder mundial en protección higiénica antimicrobiana.



Asociación entre Haelvoet y Polyrey, proveedor preferente de laminado sólido y HPL.



TERRA CARE COTA CERO

4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 13 cm a 80 cm.
Peso hasta 225 kg. 4 ruedas ocultas diám. 50 mm, con freno central.
Lecho con lamas fenólicas extraíbles para fácil limpieza.

Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama.
- Posición de dormir y relax con 1 botón.
- Función de bloqueo oculto
- Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70°

Tipos de barandillas: partidas abatibles Twin

Barandillas Twin anti-atrapamiento se intercambian rápidamente por paneles.

Detalles

 ANCHO: 86/ 90 / 100/ 110 CM

 CONFIGURABLE



TERRA CARE COTA CERO

Detalles

 ANCHO: 86/ 90 / 100/ 110 CM

 CONFIGURABLE



4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 13 cm a 80 cm. Peso hasta 225 kg. 4 ruedas ocultas diam. 50 mm, con freno central.

Lecho con lamas fenólicas extraíbles para fácil limpieza.

Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama.
- Posición de dormir y relax con 1 botón.
- Función de bloqueo oculto
- Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70°

Tipos de barandillas: partidas abatibles Twin

Barandillas Twin anti-atrapamiento se intercambian rápidamente por paneles.



TERRA HOSPITAL

4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 13,5 cm a 83 cm.

Peso hasta 230 kg.

4 ruedas ocultas diam. 100 mm, con freno central.

Lecho acero o con lamas fenólicas extraíbles para fácil limpieza.

Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama.
- Posición de dormir y relax con 1 botón.
- Función de bloqueo oculto
- Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta $\pm 70^\circ$

Tipos de barandillas: partidas abatibles Twin, Atmosphere o Trix.

Barandillas Twin anti-atrapamiento.

Detalles

 ANCHO: 86 / 90 / 100 / 110 CM

 CONFIGURABLE



BOHÈME

Ajuste eléctrico alto-bajo (sin colchón): +/- 32 - 80 cm

Carga de trabajo segura 200 kg (incluido el colchón)

Mando incluye:

- Posición para dormir
- Posición de descanso/relax
- posición de TV/lectura: 13°
- Ajuste del respaldo hasta 55° con un ángulo de inclinación simultáneo
- Ajuste del apoyo para las rodillas: 35°
- Posición "piernas arriba": la sección de los pies es 10 cm más alta que la cabeza
- El mando está equipado con una posición de sueño preprogramada y una posición de relax (posición de lectura/televisión)

Todo tipo de tapizados disponibles

Detalles

 ANCHO: 90 / 100 CM

 LARGO: 200/ 210 CM

 CONFIGURABLE







Bohème de matrimonio
Camas individuales

Bohème individual



ELEGANCIA Y CONFORT AL SERVICIO DE LA PERSONA

- Posición TV/lectura: 13°, ajuste del respaldo hasta 55° con ángulo inclinación simultáneo.
- Ajuste del reposarrodillas: 35°.
- Posición "piernas arriba": sección pies es 10 cm más alta que la sección de la cabeza.
- Mando equipado con posición de descanso preprogramada y una posición de relax (posición de lectura/televisión).

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

FUNCIONALIDAD

AYUDA AL PACIENTE Y CUIDADOR

31-80CM. TREN/ANTITREN

ARMISEN

MOBILIARIO QUE CAMBIA LA VIDA.



ARTENA CARE

4 secciones. Ajuste eléctrico de altura de 36 cm a 81,5 cm.
Peso hasta 250 kg. 4 ruedas ocultas diam. 125 mm. frenos 2X2
No incluye Trendelenburg eléctrico/Anti-Trendelenburg eléctrico
Mando incluye:

- Posición para entrar o salir de la cama.
- Posición de dormir y relax con 1 botón.
- Función de bloqueo oculto
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70°

Tipos de barandillas: partidas abatibles Twin, Pollux o Trix.

Barandillas Twin anti-atrapamiento se intercambian rápidamente por paneles.

Detalles

 ANCHO: 86 / 90 / 100 / 110 CM

 CONFIGURABLE



OTRAS CAMAS HOSPITALARIAS



Cama Olympia Hospital con barandillas DuoSafe

- Ajuste eléctrico alto-bajo +/- 34,5 cm - 78 cm
- Clase de protección eléctrica II
- Carga de trabajo segura 250 kg
- Perfiles de plataforma de acero. Anchura bastidor horizontal 860mm
- Paneles Prime bloqueables incl. 4 parachoques
- Ruedas integrales diseño S diam. 150 mm freno central, direccional en cabecero.
- Pedales de freno dobles (a ambos lados) en el extremo de los pies
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70
- Indicación de inclinación del respaldo
- Con mando de paciente integrado incl. retroiluminación
- Con control de enfermería integrado incl. luz de fondo
- Posición para entrar o salir de la cama. Posición para dormir o relax mediante 1 botón
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg eléctrico



OTRAS CAMAS HOSPITALARIAS



Cama Aron Hospital

- Ajuste eléctrico alto-bajo +/- 41 cm - 81 cm. Elevación en columnas.
- Clase de protección eléctrica II
- Carga de trabajo segura 250 kg
- Perfiles de plataforma de acero. Anchura bastidor horizontal 860mm
- Paneles Prime bloqueables incl. 4 parachoques
- Ruedas integrales diseño S diam. 150 mm freno central, direccional en cabecero.
- Pedales de freno dobles (a ambos lados) en el extremo de los pies
- Respaldo retráctil ajustable con autoregresión hasta +/- 70
- Indicación de inclinación del respaldo
- Con mando de paciente integrado incl. retroiluminación
- Con control de enfermería integrado incl. luz de fondo
- Posición para entrar o salir de la cama. Posición para dormir o relax mediante 1 botón
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg eléctrico



Extensión de cama telescópica (sin plataforma de colchón telescópica)

4 receptáculos para varilla IV - Poste de elevación

Barra integrada con 4 ganchos sintéticos a ambos lados

4 soportes para colchones



Mandos DuoSafe

TECLADO ENFERMERÍA

Todas las funcionalidades al alcance de la mano

Situado en el exterior de los protectores laterales DuoSafe, el panel de control de enfermería es más táctil que nunca. Está equipado con todas las funciones para colocar al paciente en la posición de sentado, tumbado o de lectura.

Las funciones adicionales permiten al personal de enfermería bloquear las funciones de la cama y comprobar la posición de la cama y el estado de la batería en un abrir y cerrar de ojos.



TECLADO - ESTÁNDAR DEL PACIENTE

Intuitivo y al alcance de la mano

El panel de paciente con la iluminación de fondo integrada permite activar las funciones de la cama mediante un panel táctil de fácil acceso. La posición de los botones del paciente permite activar las funciones de la cama mientras se está tumbado, sentado o levantado.



TECLADO - PATIENT SMART

Autonomía del paciente

La versión inteligente del panel del paciente añade algunas funciones adicionales a la versión estándar, como la activación de las instalaciones de la habitación y la posibilidad de conectar el sistema de llamada a la enfermera.



La **iluminación de fondo** aumenta la autonomía del paciente por la noche. Los botones de función se iluminan al tocarlos.


COLCHONES

La combinación adecuada para una cama articulada elevable de altas prestaciones tecno-ergonómicas con coste reducido a LP es un colchón específico para secundar la articulación de la cama, que favorezca el descanso y la salud.



Colchón preventivo de úlceras por presión de grado 1 y 2

Colchón para tratamiento médico de úlceras por presión de grado 3 y 4



Hiper Foam 2 Clinic

Colchón para tratamiento médico de úlceras por presión de grado 3 y 4



Modelo Elisabeth

Estructura desarrollada con tecnología 100% HydroAir, de alta densidad y con 7 zonas de sustentación diferenciada.



Modelo Chaplin

Estructura interna de dos capas, una de ellas en Mind Foam® Memory Effect Aloe, con esencia de Aloe Vera, que tiene propiedades calmantes y regeneradoras.

SILLONES

Ergonómicos, de descanso, con ayuda a la incorporación, manual o eléctrico. Nuestro sillones cuentan con funcionalidades y acabados completamente configurables *ad hoc*.

Rango de menos a más ayuda



Talo

Gama limitada de asientos básicos de madera.

Menos tipos de producto disponibles en comparación con la gama Fero.



Domus

La gama Domus, mediante 2 modelos "Soft" y "Flex", incluye diferentes tipos de asientos totalmente tapizados



Fero

La gama Fero sigue siendo una gama de diferentes tipos de asientos de madera



Mauro

Gama Mauro de asientos metálicos
Mauro sustituye a la gama de sillas metálicas *Fero*



Avento

La gama Avento ofrece una selección de sillones relax metálicos regulables en altura



ZenSo

Sillones de relax de diseño ZenSo

- Hospital de día
- Oncología / Quimioterapia
- Diálisis
- Infusión y transfusión
- Extracción de sangre
- Examen
- Servicio de urgencias
- Traslado / Movilización



SILLONES

Ergonómicos, de descanso, con ayuda a la incorporación, manual o eléctrico. Nuestro sillones cuentan con funcionalidades y acabados completamente configurables *ad hoc*.

Familia Domus



Detalles

 DIM. CONFIGURABLES

 IMITACIÓN CUERO / TELA

Con la colección Domus, el confort está garantizado. Además de sillón, puede configurarse como un sofá de 2 y/o 3 plazas, creando espacios acorde a las necesidades presentes y futuras.



Domus Flex

Funcionamiento manual o eléctrico. Anchura 62 cm
Posibilidad de tapizado en imitación de cuero y tela



Domus Soft

Funcionamiento manual o eléctrico
Posibilidad de tapizado en imitación de cuero y tela



Domus Sofá Camá

Dentro de la familia Domus, encontramos el sofá cama, un modelo completamente versátil y personalizable en acabado en tela o en polipiel.

El sofá cama Domus ahorra espacio y es acogedor. Un visitante inesperado o un huésped extra pueden pasar la noche en su casa sin problemas.

Medida M - 80 cm de lecho - 100 cm de ancho exterior total.

Medida S - 70 cm de lecho - 90 cm de ancho exterior total.

ZENSO

El desarrollo de la colección ZenSo es la gama de sillones asistenciales más completa del mercado, gracias a la mezcla perfecta de funcionalidad, estética e innovación.

Detalles

 DIM. CONFIGURABLES

 IMITACIÓN CUERO / TELA



ZENSO E-LIFT



- Movimiento simultáneo de reposapiernas, asiento y respaldo
- Posición de gravedad cero
- Reposabrazos ergonómicos elegir entre fijos o abatibles
- Opcional fijaciones para la bandeja de la cena "Elice"
- Soporte: ruedas de diámetro. 65 mm
- Altura del asiento: a elegir entre baja (42,5 cm), media (45 cm) o alta (47,5 cm)
- Profundidad del asiento: Asiento a elección: pequeño (46 cm) o grande (50 cm)
- Altura del respaldo: a elegir: alta (84 cm) o baja (81 cm)
- Asiento y reposapiernas desmontables y totalmente acolchados
- Reposapiernas telescópico (+ 70 mm)
- Color epoxi: negro
- Tapizado a elegir



Mauro Duo-line

Regulación individual del reposapiernas y del respaldo

Reposabrazos abatibles

Fijación para la bandeja de la cena "Elice"

Reposabrazos ergonómicos

Asiento desmontable

Reposapiés extraíble

Ruedas Linea diám. 65 mm freno separado





Fero con acabado en madera

De funcionamiento manual, el Fero es un sillón recomendado para usuarios que han perdido autonomía y necesitan asistencia para realizar transferencias y mantener su rutina diaria.



AVENTO

Detalles

 ACABADOS CONFIGURABLES

 OPCIÓN
TRENDELENBURG/ANTIITREN



Avento E-move

Movimiento eléctrico del reposapiernas, el asiento y el respaldo

Altura del asiento: 53-83 cm

Cojín de cabeza y cuello integrado y ajustable

Reposabrazos con pomo ergonómico

Accesorios para la bandeja de la cena "Elice"

Asiento desmontable

Posición de gravedad cero

Barra de empuje ergonómica

Reposapiés retráctil

Ruedas S integradas de día. Freno central de 125 mm en las ruedas

2 ruedas direccionales en la parte delantera

Freno central en las 4 ruedas

Sistema de freno central con doble pedal de freno en ambos lados

Recepción de varilla IV en ambos lados

NUEVO DESARROLLO

DISPONIBLE DIC24



Posición elevada



Posición elevada

- Estas son las 4 principales ventajas del Avento Day-flex:
1. Altura regulable de 50 a 80 cm.
 2. Posición horizontal para examinar al paciente.
 3. Posición de Trendelenburg, para intervenciones médicas
 4. Función E-lift, para ayudar a los pacientes a levantarse y sentarse.

AVENTO DAY-FLEX

Especialmente diseñada para hospitales de día, la Avento Day-flex es una solución de sillería avanzada equipada con características avanzadas para mejorar la comodidad del paciente y agilizar los procesos de atención.



Posición de examen horizontal

Mueva el sillón sin esfuerzo a una posición horizontal para realizar exámenes y procedimientos cómodamente.



Función E-lift

Ajuste fácilmente la altura de la silla para satisfacer las necesidades del paciente y facilitar la entrada y salida.



Función de Trendelenburg

Utilice la posición de Trendelenburg para mejorar las intervenciones médicas.




 **Ajuste de respaldo, reposapiernas o asiento**

 **Ajuste de altura**

 **Posición de relax**
El respaldo, el reposapiernas y el asiento se mueven simultáneamente a una posición de relajación de gravedad cero.

 **Posición de examen**
El respaldo, el reposapiernas y el asiento se mueven horizontalmente y la altura se ajusta a la posición más alta.



 **Posición del asiento**
Posición neutra del asiento o posición de transporte.

 **Posición E-lift**
El mecanismo de elevación ayuda al usuario desde una posición sentada hasta una posición de pie.

 **Posición Trendelenburg**

 **Función de memoria**
Ajuste a la posición memorizada

AVENTO DAY-FLEX

En acción

Soporte telescópico para las piernas

En los modelos Avento Duo-line, E-move y Day flex el reposapiernas se extiende 70 mm durante la inclinación. Esta función garantiza un apoyo óptimo de las rodillas, que pueden ser la causa de úlceras por presión.

Peso de trabajo seguro

El peso máximo de trabajo seguro del Avento es de 200 kg.

Función E-Lift

La función E-lift del Avento Day-flex proporciona un apoyo óptimo al usuario cuando pasa de estar sentado a estar totalmente erguido e invertido. Gracias a esta avanzada la se considerablemente. Es especialmente adecuado para las personas que necesitan apoyo adicional al ponerse de pie.



Freno central

El asiento es ágil y móvil de grandes ruedas y el sistema de funcionamiento central que se ejecuta los cuatro con diámetro de 125 mm. El freno puede aplicarse en la parte delantera y trasera del asiento.

Asiento desmontable

El asiento de todos los conjuntos Avento es fácilmente desmontable sin herramientas para poder limpiar el conjunto. Por lo tanto, un asiento estándar puede sustituirse muy rápidamente por un asiento antidecúbito con espuma viscoelástica.



Cabezal desmontable



Predisposición para cojín cervical



Cojín cervical



Soporte de sujeción



Carril DIN



Brazo de transfusión III



Mesa personal



Gancho para accesorios



Soporte para bandeja de cena



Bandeja Elice



Brazo para transfusión sanguínea I



Brazo para transfusión sanguínea II



Lavacabezas



Cojín reductor anatómico



Asiento viscoelástico



Soporte para botella de oxígeno D. 19 mm / D. 32 mm

MOBILIARIO DE DISEÑO






Además de mobiliario sanitario, creamos espacios acogedores y diferenciales con mobiliario de diseño.

Consulta nuestros principales modelos y contacta con nosotros para conocer todo el catálogo.




Acabados completamente configurables y a medida, en función de las necesidades del proyecto.







MOBILIARIO DE DISEÑO



MOBILIARIO DE DISEÑO



MOBILIARIO DE DISEÑO





Atril Mesilla Litavo





Sillón Feel



Sillón Feel



Melodie 3001



Melodie 5001



Atril Mesilla Litavo



Silla Egg



Silla V- Care



Silla Lupino



Silla VOLPE



**HIDDEN
EIGENSCHAPPEN**

- + lichtgewicht
- + zacht, warmaanvoelend materiaal
- + flexibel ottschaal
- + active 2x



Silla Njörd



Silla Nell

Silla Embla



Sillas Quick































































































Bound



beWise



Creva soft seating



Creva stool



Genaya



Creva table



¡Hola!



Lupino



Scorpii



Volpino



san_siro



V-Care



Trio



uni_verso



Silla Embla



Mesa Embla



Delgado



Silla Njörd



Mesa Njörd




Comta



Comta

































ANDADORES

Para rehabilitación, para uso en interior y exterior, en Armisen Care contamos con una gran variedad de andadores que se adaptan perfectamente a las necesidades del usuario.



Hestia



Troja 5G



Taurus H Premium



Taurus E Premium

CAMILLAS

Con elevación y adaptadas para poder realizar todos los ejercicios destinados a la rehabilitación y fisioterapia de los usuarios.



Vico

Camilla de traslado



Helio

Camilla de exploración



Domus Eleva

Camilla de fisioterapia

PROYECTOS






















RENDER PARA CLIENTES











HIDDEN EIGENSCHAPPEN

+ modulair systeem



GARANTÍA Y CONFIANZA



*15 años
garantía de
fabricación*

Foco en calidad –dar más paz mental a nuestros clientes



*Certification
management*

- ISO 9001 management
- ISO 14001 management
- ISO 13485 Medical devices
- PEFC sustainable forest Quality management
- EcoVadis CSR Environmental
- TÜV certificate
- CE certificates



*Los mejores
proveedores*

Partnerships with industry-wide recognised suppliers only.

↔ DOMETIC

LINAK

polyrey

igus

TENTE

STABILUS

SHOWROOM

CALLE ESQUIROZ, 22
31007, PAMPLONA

TIENDA ONLINE

WWW.ARMISENCARE.COM

CONTACTO

617 859 906
948 234 293

TRABAJAMOS CON



armisen⁺

Mobiliario para cuidar y sanar



info@armisencare.com

SHOWROOM

CALLE ESQUIROZ, 22
31007, PAMPLONA

TIENDA ONLINE

WWW.ARMISENCARE.COM

CONTACTO

617 859 906
948 234 293